



Instrucciones para el usuario

Kit de autodiagnóstico rápido de COVID-19 Genabio

Una prueba rápida para la detección de antígenos del SARS-CoV-2 en muestras de hisopos nasales anteriores. Para el uso del autodiagnóstico. Sólo para uso bajo una Autorización de Uso de Emergencia (EUA). Lea atentamente las instrucciones antes de realizar la prueba. Si no se siguen las instrucciones, los resultados de las pruebas pueden ser inexactos.


Si tiene alguna pregunta sobre el uso de este producto o si quiere informar de un problema del sistema de pruebas, póngase en contacto con Genabio Diagnostics Inc info@genabio.com, o a través del teléfono: 1-800-614-3365. Los problemas del sistema de pruebas también pueden notificarse a la FDA a través del programa de notificación de productos médicos MedWatch (Teléfono: 800.FDA.1088; Fax: 800.FDA.0178; <http://www.fda.gov/medwatch>).

Instrucciones Paso a Paso

1 Prepare los Materiales

Abra el paquete y saque la bolsa de la prueba COVID-19, el tubo precargado, la torunda nasal anterior y las instrucciones de uso.


Si se almacena refrigerado, deje que los componentes de la prueba (la bolsa de prueba COVID-19 y el tubo precargado) se equilibren a temperatura ambiente (15-30°C o 59-86°F) antes de iniciar el procedimiento de prueba.



Bolsa de Prueba COVID-19



Tubo Precargado



Torunda Nasal Anterior



Instrucciones de Uso

Nota: Este producto viene en una configuración de 1, 2, 5 o 25 pruebas.


El número de elementos suministrados en el kit variará en función del kit adquirido.

Se necesita un temporizador para realizar la prueba y no se incluye en el kit de prueba. No comience si no dispone de al menos 25 minutos para concentrarse en la realización de la prueba. Antes de empezar, lávese las manos durante al menos 20 segundos y luego séquese las manos. Realice la prueba en el interior, a temperatura ambiente, sobre una superficie limpia y plana.


2 Preparación




Lávese bien las manos con desinfectante o jabón durante al menos 20 segundos y asegúrese de que están secas antes de empezar la prueba.



Lea las instrucciones.




Revise el contenido del kit y la fecha de caducidad.



Abra la bolsa de aluminio y coloque el casete de prueba COVID-19 sobre una superficie plana. Una vez abierto, utilice el casete de prueba antes de una hora.

3 Recolección de Muestras

Los adultos pueden recolectar por sí mismos una muestra de hisopo nasal anterior. Los niños de 2 a 13 años deben ser examinados por un adulto.




Saque la torunda del envase.

Nota: No toque el extremo blando con las manos ni con ninguna otra cosa.




Meta todo el extremo blando de la torunda en la fosa nasal a no más de $\frac{3}{4}$ de pulgada (1.5 cm) dentro de la nariz.

En el caso de los niños, la profundidad máxima de inserción de las torundas en la fosa nasal puede ser inferior a $\frac{3}{4}$ de pulgada. Es posible que necesite ayuda adicional de la otra persona para sostener la cabeza del niño para la toma de muestras.



Fosa Nasal Derecha

Gire lentamente la torunda, presionando suavemente contra el interior de la fosa nasal 10 veces durante un total de 15 segundos. Consiga la mayor cantidad posible de secreción nasal en el extremo blando de la torunda.




Fosa Nasal Izquierda

Retire suavemente la torunda, utilice la misma torunda y repita los pasos en la otra fosa nasal con el MISMO extremo de la torunda. Asegúrese de recolectar el drenaje nasal en el hisopo. **Nota: Si no se realiza el hisopado de forma adecuada, se puede obtener un resultado falso negativo.**


4 Procedimiento de Prueba

Abra el sello de la parte superior del tubo de recolección.




Coloque la torunda en el tubo de recolección inmediatamente y de le vuelta por 30 segundos.

Nota: Si el hisopo no se agita al menos 30 segundos, puede producirse un resultado falso negativo.



Gire el hisopo al menos 5 veces mientras aprieta el tubo.


Nota: Si el hisopo no se gira al menos 5 veces, puede producir un resultado falso negativo.



Retire el hisopo mientras aprieta el tubo.




Coloque la punta del cuentagotas firmemente en el tubo.



Invierta el tubo de recolección con la muestra, apriételo y añada **3 gotas** al pozo de la muestra del casete de prueba.

Ponga en marcha el temporizador durante 15 minutos. No mueva el casete.




Espere
Entre 15 min

LEA RESULTADOS
Entre 15-30 min

Advertencia: No lea el resultado antes de 15 minutos ni después de 30 minutos. Pueden producirse resultados inexactos de las pruebas si no se interpretan en este plazo.

5 Interpretación de los resultados

Los resultados deben considerarse en el contexto de las exposiciones recientes del individuo, su historial y la presencia de signos y síntomas clínicos consistentes con el COVID-19. Lea sus resultados en una zona bien iluminada. Busque las líneas junto a las áreas "C" (Control) y "T" (Prueba) en el dispositivo de prueba. Utilice la siguiente tabla para interpretar lo que ve. Informe de los resultados de sus pruebas a su proveedor de atención médica para recibir la atención médica adecuada. Si tiene síntomas de COVID-19 o da positivo en la prueba de COVID-19, puede utilizar una única prueba. Si no tiene síntomas de COVID-19, necesitará al menos dos pruebas por persona.



La línea de control (C) y la línea de prueba (T) aparecen como líneas de color rosa en la ventana de visualización. Un resultado positivo de la prueba significa que el virus que causa el COVID-19 fue detectado en su muestra y es muy probable que usted tenga COVID-19 y sea contagioso. Por favor, póngase en contacto con su médico o médico de cabecera o con las autoridades sanitarias locales inmediatamente y siga las directrices locales relativas al aislamiento. Existe una posibilidad muy pequeña de que esta prueba dé un resultado positivo incorrecto (un falso positivo). Su proveedor de atención médica trabajará con usted para determinar la mejor manera de atenderle en función de los resultados de sus pruebas junto con su historial médico y sus síntomas.


Nota: Cualquier línea débil en la zona de la línea de prueba (T) debe considerarse positiva. La línea de prueba (T) puede variar de tono e intensidad (clara u oscura, débil o fuerte) en función de la concentración de antígeno presente en la muestra. La intensidad de la línea de Control (C) no debe compararse con la de la línea de prueba (T) para interpretar el resultado. Cualquier línea de color rosa débilmente visible de la Prueba (T) debe interpretarse como positiva, cuando la línea de Control (C) también está presente.

Negativo



Sólo aparece una línea en la zona de Control (C), no aparece ninguna línea en la zona de Prueba (T). Un resultado negativo de la prueba indica que no se han detectado antígenos del virus que causa el COVID-19 en la muestra. Un resultado negativo no descarta el COVID-19. Existe una mayor probabilidad de resultados falsos negativos con las pruebas de antígenos que con las pruebas moleculares basadas en el laboratorio. Esto significa que hay una mayor probabilidad de que esta prueba le dé un resultado negativo cuando tenga COVID-19. Si su prueba es negativa y continúa experimentando síntomas similares a los del COVID-19, como fiebre, tos y/o dificultad para respirar, debe buscar atención de seguimiento con su proveedor de atención médica. Debe volver a realizar la prueba en 24 horas (pero no más de 48 horas) si no tiene síntomas o si es la primera prueba de un programa de pruebas en serie.

Inválida



Si no aparece ninguna línea en el área de Control (C), los resultados de la prueba no son válidos independientemente de la presencia o ausencia de una línea en el área de Prueba (T). Un resultado no válido significa que la prueba no ha podido determinar si tiene COVID-19 o no. Si la prueba no es válida, se debe utilizar un nuevo hisopo para recolectar una nueva muestra nasal y se debe volver a realizar la prueba, utilizando una prueba y un tubo nuevos.

